

## Прес-реліз

### **Важлива інформація з безпеки для людей з діабетом, які користуються шприц-ручкою НовоПен Ехо**

**м.Київ, Україна, 10 липня 2017 року.** А/Т Ново Нордіск встановило, що в невеликій партії шприц-ручок НовоПен Ехо може тріскатися або ламатися тримач картриджа, якщо його піддавати впливу деяких хімічних речовин, наприклад деяких засобів для чищення. Шприц-ручки НовоПен Ехо використовуються для введення інсуліну при лікуванні людей з цукровим діабетом.

Ново Нордіск наполегливо просить пацієнтів, які використовують шприц-ручку НовоПен Ехо однієї з вказаних серій FVG8414-C, FVG8997-8 на упаковках (FVG8414, FVG8997 на шприц-ручках), звернутися до Представництва компанії Ново Нордіск А/Т (Данія) в Україні за тел. +38 044 581-12-60 або надіслати листа на електронну адресу [safetyUA@novonordisk.com](mailto:safetyUA@novonordisk.com)

Зображення тримача картриджа шприц-ручки НовоПен Ехо наведено нижче.



Застосування пристрою з тріснутим/поламаним тримачем картриджа може призвести до того, що шприц-ручка вводить меншу дозу інсуліну, ніж очікується, що призводить до підвищення рівня цукру в крові. Ризик зазнати високого рівня цукру в крові при застосуванні пристрою з дефектним тримачем картриджа становить менше 0.1 %, тобто 1 із 1000 пацієнтів може зазнати підвищення рівня цукру в крові при застосуванні дефектного тримача картриджа.

Симптоми підвищення рівня цукру в крові (гіперглікемія), як правило, з'являються поступово; до них відносять: приливи, сухість шкіри; сонливість або втома; сухість у роті, фруктовий (ацетоновий) запах із роту; більш часте сечовиділення; підвищена спрага; втрата апетиту, погане самопочуття (нудота або блювання). Ви можете не відмічати жодних симптомів підвищення рівня цукру в крові, але цей рівень можна виявити під час вимірювання цукру в крові.

Список серійних номерів НовоПен Ехо з браком, що поставлені в Україну, наведені в таблиці нижче.

Номер серії на упаковках	Номер серії на шприц-ручках
FVG8414-C	FVG8414
FVG8997-8	FVG8997

**Таблиця 1.** Список дефектних серій НовоПен Ехо в Україні.

Як визначити номер серії на шприц-ручці НовоПен Ехо вказано на малюнку 1.

**А**



**Малюнок 1.** Прямокутник червоного кольору вказує на номер серії шприц-ручки НовоПен Ехо. Наприклад, номер серії шприц-ручки НовоПен Ехо на малюнку - FVG7364.

Якщо ви застосовуєте шприц-ручку НовоПен Ехо, що **не** належить до наведених серій, немає ніякого приводу для турботи, і ви можете бути впевненими, що пристрій працює як слід.

**Що робити, якщо ви застосовуєте шприц-ручку НовоПен Ехо, що належить до однієї з вищенаведених серій:**

- Не припиняйте лікування не проконсультувавшись з лікарем.
- Зверніться до Представництва компанії Ново Нордиск А/Т (Данія) в Україні за тел. +38 044 581-12-60 або надішліть листа на електронну адресу [safetyUA@novonordisk.com](mailto:safetyUA@novonordisk.com)
- Ви повинні вимірювати ваш рівень цукру в крові, так як вас навчив ваш лікар або медична сестра або частіше, якщо у вас несподівано відмічаються симптоми високого або низького рівня цукру в крові.
- Якщо у вас виникли симптоми високого рівня цукру в крові пов'язані з роботою цього пристрою, зверніться до вашого лікаря за порадою.
- Будь ласка повідомте про будь-яку скаргу або несприятливе явище Ново Нордиск за телефоном +38 044 581-12-60 або [safetyUA@novonordisk.com](mailto:safetyUA@novonordisk.com)

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або зауваження, будь ласка, зверніться до вашого лікаря, провізора або до Представництва компанії Ново Нордиск А/Т (Данія) в Україні за тел. +38 044 581-12-60 або надішліть листа на електронну адресу [safetyUA@novonordisk.com](mailto:safetyUA@novonordisk.com).

Компанія Ново Нордіск докладляє максимум зусиль, щоб постачати продукцію найвищої якості, і ми щиро вибачаємося за те, що така ситуація мала місце і за ті наслідки та незручності, які вона могла завдати пацієнтам і медичним працівникам. Ми тісно співпрацюємо з Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками для забезпечення безпеки пацієнтів і мінімізації наслідків, до яких призвела ця ситуація.

*Ново Нордіск є глобальною компанією в сфері охорони здоров'я, яка має понад 90-річний досвід новацій і лідерства в лікуванні цукрового діабету. Цей досвід забезпечує нас знаннями і можливостями пацієнтам з іншими серйозними хронічними захворюваннями, такими як гемофілія, порушення росту і ожиріння. Головний офіс компанії знаходиться у Данії. Компанія Ново Нордіск налічує близько 42 000 співробітників у 77 країнах світу і представляє свою продукцію на ринках більш ніж 165 країн. За додатковою інформацією зверніться до [novonordisk.com](http://novonordisk.com), [Facebook](#), [Twitter](#), [LinkedIn](#), [YouTube](#)*

### **Додаткова інформація**

[www.novonordisk.com](http://www.novonordisk.com)